


DuoSwift®

Su cepillo combinado de cerdas tradicionales y de goma



Combinando los beneficios de limpieza de un cepillo de cerdas y un cepillo de goma en un solo dispositivo...

El cepillo combinado DuoSwift® cuenta con un cepillo de nylon con forma cónica en su extremo delantero y una serie de anillos de goma en su extremo posterior para eliminar eficazmente residuos de los endoscopios flexibles, cumpliendo con las directrices que marca la industria.



La única combinación disponible de cepillo de nylon y escobillas de goma

El cepillo combinado DuoSwift® cuenta con

- » un cepillo con cerdas para ayudar a eliminar la carga biológica mediante fricción
- » un cepillo de goma para absorber el líquido y arrastrar los residuos restantes a través del canal del endoscopio
- » un diseño único para ayudar a maximizar la limpieza dentro de los canales del endoscopio

Referencia	Descripción	Ø Catéter (mm)	Longitud (cm)	Ø Cerdas (mm)	Ø Anillos de Goma (mm)	Ø Canal de Trabajo (mm)	Unidades
711618	Cepillo combinado DuoSwift	1,7	230	5-7	2,5-5,2	2,8-7,0	CAJA50
711619	Cepillo combinado DuoSwift + cepillo para limpieza de válvulas	1,7	230	5-7 10 (cepillo para válvulas)	2,5-5,2 -	2,8-7,0	CAJA50

Sujeto a errores y/o alteraciones técnicas



C/ José Isbert, 20
28223 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
Tel.: 91 512 11 20 - Fax: 91 512 11 21
stendoscopia@st-endoscopia.es
www.st-endoscopia.es



Endoscopy

www.steris.com

© 2020 STERIS Endoscopy or its affiliates. All rights reserved. Unless otherwise indicated, all marks denoted with ® or ™ are registered with the U.S. Patent and Trademark Office, or trademarks owned by STERIS or its affiliates.

761177 Rev. B