


Asas de Polipectomía



Polipectomía

STERIS Endoscopy ofrece una extensa línea de productos para polipectomía. Desde un asa fría y caliente con la punta plana hasta la clínicamente probada asa fría, ofrecemos un solución de producto para cubrir cada necesidad.


Asa CoinTip™

Es asa CoinTip™ dispone de una configuración dinámica de hilo trenzado con la punta cónica. Con capacidad para realizar cortes en frío y en caliente, está especialmente orientada para polipectomías complejas como REM.




- » *extremo aplanado hasta 0,25 mm el cual se consigue gracias a la fabricación de la punta cónica*
- » *con un grosor de 0,40 mm facilita el agarre para una capturar óptima del tejido*
- » *el cateter incluye un recubrimiento interno que le añade robustez y reduce los pandeos durante las resecciones*

CoinTip
SNARE



REM en caliente con mínimos efectos del electrobisturí




REM en bloque realizada en frío


Asa Fría Exacto®

Clínicamente probada para lograr un mejor ratio de resecciones completas, el diseño de Exacto® aporta un mejor control y ubicación para un corte preciso y limpio comparado con el resto de asas frías trenzadas.^{1,2}

- » *permite un corte limpio gracias a su pequeño grosor de 0,3 mm mientras que mantiene su forma y rigidez*
- » *presenta un diseño en forma de escudo lo cual maximiza su apertura para un mejor control y emplazamiento*
- » *con 9mm el tamaño mini del asa facilita la resección sin necesidad de usar el electrobisturí*
- » *dispone de un cateter delgado pero firme que evita pandeos mientras que se ubica en su posición*



Resección de un tumor de 40 mm extendido lateralmente



Resección limpia en bloque de un pólipo de tamaño < 1 cm



Asa Lariat®

El diseño multifuncional del asa Lariat® ayuda a cubrir las necesidades de distintos tipos de resecciones incluyendo la resección por partes y múltiples pólipos.

- » *tres distintos tamaños en uno que reduce la necesidad de tener que cambiar de asa*
- » *el diseño de lazo del asa permite que se mantenga firme tras muchas resecciones*



Asas con sistema iSnare®

El sistema iSnare® es una familia de accesorios multifuncionales ideales para reducir el tiempo de intervención minimizando el cambio de accesorios y ayudando en los resultados clínicos durante la inyección submucosa en procedimientos de polipectomía.

- » *permite alternar entre aguja de inyección y asa de polipectomía manejadas desde su mango multifuncional*
- » *capacidad de atrapar de inmediato para evitar la absorción del cojín*
- » *disponible en 3 configuraciones entre las que se encuentra el tipo Lariat®*






Asa Hexagonal Traxtion®

El asa hexagonal Traxtion® es ideal para la resección de lesiones planas o sésiles. El alambre trenzado y su forma hexagonal proporciona un agarre excepcional de la mucosa y conserva su forma hexagonal tras múltiples resecciones.

Muchas asas tienden a desprenderse de las lesiones planas y requieren su colocación repetidamente para completar la resección. Con Traxtion®, puede mantener el agarre de la mucosa sin comprometer su técnica.

Asa Oval Rotator™ Estándar y Rotator™ Mini

El asa de polipectomía Rotator gira en sentido horario y antihorario utilizando sólo una mano, abordando una variedad lesiones difíciles de alcanzar.



Estándar

25 x 54 mm

Mini

12,5 x 30 mm



Información de Producto

Asas de Polipectomía						
Referencia	Descripción	Diámetro y Longitud de Aguja	Diámetro de Cateter (mm)	Longitud (cm)	Tamaño Asa (mm)	Unidades/Caja
711084	iSnare tipo Lariat	25 gauge x 5mm	2,5	230	oval: 30 x 55 hexagonal: 10 x 28 diamante: 6 x 15	5
711085	iSnare Oval	23 gauge x 5mm	3,0	230	25 x 40	5
711088	iSnare Hexagonal	25 gauge x 5mm	3,0	230	25 x 40	5
711089	iSnare Hexagonal	23 gauge x 5mm	3,0	230	25 x 40	5
711113	Traxtion Hexagonal	-	2,4	230	25 x 40	10
711115	Exacto	-	2,4	230	9 x 19	10
711094	Exacto	-	2,4	230	9 x 19	20
711095	Exacto	-	2,4	230	9 x 19	50
711110	CoinTip	-	2,5	230	deltoid: 20 x 32 hexagonal: 10 x 27 diamante: 6 x 19	10
711119	Lariat	-	2,4	230	oval: 30 x 55 hexagonal: 10 x 28 diamante 6 x 15	10
711120	Rotator Estándar	-	2,4	230	25 x 54	10
711121	Rotator Mini	-	2,4	230	12,5 x 30	10

Sujeto a errores y/o alteraciones técnicas



C/ José Isbert, 20
28223 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
Tel.: 91 512 11 20 - Fax: 91 512 11 21
stendoscopia@st-endoscopia.es
www.st-endoscopia.es



Endoscopy

www.steris.com

©2020 STERIS Endoscopy. All Rights Reserved.
Unless otherwise indicated, all marks denoted with ® or ™ are registered with the U.S. Patent and Trademark Office, or are trademarks owned by STERIS or its affiliates.

761130 Rev. E