



# CEPILLOS DE CITOLOGÍA


## MUESTRAS CITOLÓGICAS FÁCILES Y SEGURAS

Un método extendido para adquirir muestras de células consiste en tomar frotis citológicos con cepillos de citología: MICRO-TECH hace que esa toma de muestra se realice de manera eficaz y segura gracias a una serie de cepillos de citología especialmente adaptados a las necesidades clínicas. Los cepillos de citología de MICRO-TECH se

desplazan fácilmente por el canal del endoscopio. Las finas cerdas permiten un frotis citológico que ahorra tejido. El tubo de plástico y la bola distal de cierre protegen la muestra de tejido cuando se retrae el dispositivo. De este modo se excluye una contaminación potencial de la muestra o incluso una pérdida de muestra.

### CARACTERÍSTICAS

- Finas cerdas para una recogida óptima de células.
- Su extremo metálico con forma de bola mantiene la muestra sellada herméticamente dentro del tubo
- Para endoscopios con un canal de trabajo a partir de 2,0 mm de diámetro
- Envase individual estéril



### INTRODUCCIÓN SEGURA Y CONTROLADA

Usando los cepillos de citología de MICRO-TECH podrás acceder a las lesiones difíciles de alcanzar de una manera fácil y segura. El mango ergonómico de 3 anillas proporciona al usuario un manejo seguro y cómodo. Cada movimiento se transmite directamente y con precisión al cabezal del cepillo.



Mango Ergonómico

### AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

MICRO-TECH ofrece una gran variedad de modelos de cepillos de citología que son adecuados para muchos campos de aplicación y cumplen con las especificaciones clínicas.

## ESPECIFICACIONES

| REF                                      | Ø Cepillo mm | Longitud mm | Ø Catéter mm |
|--|--------------|-------------|--------------|
| <b>CEPILLOS DE CITOLOGÍA DESECHABLES</b> |              |             |              |
| CYB-24S-12C                              | 2,4          | 1200        | 1,8          |
| CYB-30S-12C                              | 3,0          | 1200        | 1,8          |
| CYB-30S-24C                              | 3,0          | 2400        | 2,3          |
| CYB-40S-12C                              | 4,0          | 1200        | 1,8          |
| CYB-40S-24C                              | 4,0          | 2400        | 2,3          |

Caja 20 Unidades



C/José Isbert, 20  
 28223 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)  
 Tel.: 91 512 11 20 - Fax: 91 512 11 21  
 stendoscopia@st-endoscopia.es  
 www.st-endoscopia.es

